

VALEURS DE REFERENCE ET METHODES DE DOSAGE EN BIOCHIMIE CLINIQUE

☞ **IONOGRAMME (SODIUM, CHLORE ET POTASSIUM)** : Photométrie de flamme – Potentiometrie – Méthode électrodes spécifiques

- Natrémie : 135-145 mmol/L
- Chlorémie : 95-105 mmol/L
- Natriurie : 50-250 mmol/L
- Chlorurie : 100-250 mmol/L
- Kaliémie : 3,5-5 mmol/L
- Kaliurie : 50-80 mmol/L

☞ **GAZOMETRIE** : Technique électrochimique utilisant les électrodes spécifiques.

- pH : 7.35 – 7.45
- PO₂ : 80 – 100 mmHg
- CO₂ total : 26 – 30 mEq/L
- HCO₃ : 22-26 mEq/L
- Saturation : 94% - 100%

☞ **CALCIUM** : Spectrométrie d'absorption atomique – Électrochimie / électrodes spécifiques – méthodes colorimétrique.

- Calcémie : 2.25 – 2.65 mmol/L
- Calciurie : 2.5 – 6.5 mmol/L

☞ **DOSAGE DU Pi** : Méthode colorimétrique de Nissen.

- Phosphorémie : 0.8 – 1.45 mmol/L
- Phosphaturie : 13 – 26 mmol/L

☞ **PTH** : Méthode immunochimique avec marqueur : 15- 65 µg/L

☞ **VIT D** : Méthode immunochimique avec marqueur : 29 - 50 µg/L

☞ **DOSAGE DU FER SÉRIQUE** : Spectrométrie d'absorption atomique – méthode colorimétrique

- Homme : 0.6 – 1.6 mg/L
- Femme : 8 – 23 µmol/L
- Nné : 2 mg/L

☞ **DOSAGE DE LA TRANSFERINE** : Immuno-néphelométrie – Immuno-turbidimétrie

- Homme : 2 – 3.9 g/L
- Nné : 1.6 – 2.8 g/L
- Enfant : 2- 4g/L

☞ **CTF & CS** :

- CTF : 45 – 65 µmol/L
- CS : Homme : 20 – 40 %
Femme : 15 – 35%

☞ **DOSAGE DE LA FERRITINE** : Immunochimique (immuno-néphélométrie , immuno-turbidimétrie , immuno-zéymatique)

- Femme : 20 – 200 µg/L
- Homme : 30 – 300 µg/L

☞ **DOSAGE DE L'UREE** : Méthode colorimétrique enzymatique à l'uricase – Méthode colorimétrique chimique

- Adulte : 0.15 – 0.45 g/L
- Enfant : 0.10 – 0.25 g/L

☞ **DOSAGE DE LA CREATININE** : Technique colorimétrique (Réaction de Jaffée) – Technique enzymatique à la créatininase – créatinine désaminase.

- Homme : 7 – 13 mg/L
- Femme : 5 – 10 mg/L
- Enfant : 3 – 8 mg/L
- Créatininurie : 1 – 2 mg/24H

☞ **DOSAGE DES PROTEINES TOTALES** : Méthode physique – Méthode colorimétrique (Réaction de Biuret)

- Adulte & enfant : 60 – 80g/L
- Nné : 40 – 60 g/L

☞ **ACIDE URIQUE** : Méthode colorimétrique : Méthode de Folin/Denis – Méthode enzymatique : méthode à l'uricase (REF)

- Femme : 130 – 350 µmol/L
- Homme : 150 – 400 µmol/L
- Urine : 550 – 750 mg/j

☞ **DOSAGE DU CHOLESTEROL TOTAL** : Méthode chromatographie en phase gazeuse (REF) – méthode enzymatique colorimétrique

- < 2.20 g/L

☞ **DOSAGE DES TG** :

- Homme : < 1.30 g/L
- Femme : < 1.15 g/L

☞ **DOSAGE DU CT/HDL** : Ultracentrifugation (REF) – Dosage enzymatique colorimétrique

- Homme : > 0.42 g/L
- Femme : > 0.5 g/L

☞ **DOSAGE DU CT/LDL** : Ultracentrifugation < 1.60 g/L

☞ **Apo A1** : Immuno-néphélemtrie >1.10 g/L

☞ **Apo B** : Immuno-néphélemtrie 0.6 – 1.40 g/L

☞ **DIABETE : GLYCEMIE**

- GOD/POD : 075 – 1.10 g/L
- HK / G6PD : 0.7 – 1.05 g/L

☞ **HBA_{1c}** : Chromatographie échange d'ions (REF) – Electrophorèse – Immunologique

- Non diabétique : 4.5 – 5.9 %

- Bon contrôle : DT1 < 6.5%

DT2 < 7%

- Mauvais contrôle : > 8%

☞ **MICROALBUMINE** : Méthode radio-immunologique (REF) – Immuno-turbidimétrie – Immuno-néphélemtrie

- 20 – 200 mg/L (miction isolé)

- 30 – 300 mg/j (24H)

☞ **FRUCTOSAMINE** : méthode colorimétrique non spécifique : 0.8 – 3.4 mol/L

☞ **INSULINE** : Méthode immunochimique par compétition- immunometrique sandwich :

2.6 – 24.9 mUI/L

☞ **PEPTIDE C**: Immunochimique par compétition – Immunometrique sandwich 4 – 4.5 ng/mL

☞ **ALAT** : 5-40 UI/L

☞ **ALAT** : 5-35 U/L

☞ **LDH** : 200 – 380 U/L

☞ **BILLIRUBINE** : Méthode colorimétrique : Jendrassik et Graf

- Bilirubine totale : 0 – 1 mg/L

- Billirubine conjugué : 0 – 2 mg/L

☞ **PAL** : 20 - 130 UI/L

☞ **GAMMA-GT** :

- Homme : 5 - 50 U/L

- Femme : 5 – 30 U/L

☞ **ALBUMINE** : 34 – 47 g/L

☞ **CK** :

- Femme : 30 – 200 UI/L

- Homme : 40 – 250 UI/L

☞ **MYOGLOBINE** : **Méthode** immunométriques < 70 µg/L

☞ **TROPONINE :**

- Sujet normal : TnTc < 14 ng/L
- Seuil décisionnel : TnTc > 14ng/L
- Seuil diagnostique : TnTc > 52 ng/L

☞ **TSH :** Dosage immunochimique avec marqueur sandwich

TSH us : 0.15 – 0.45 mUI/l

☞ **FT4 :** 10 – 25 pmol/L

☞ **FT3 :** 4 – 10 pmol/L

☞ **PROTEINORACHIE :** Méthodes colorimétriques – Méthodes turbidimétries 0.2 – 0.45 g/L

☞ **GLYCORACHIE :** GOD/POD – HK/G6PD – Glucose déshydrogénase : 0.45 – 0.70 g/L

☞ **CHLORURIE :** 118 – 130 mmol/L

☞ **LACTATE (LCR) :** 1 – 2 mmol/L

☞ **FONCTION CORTICOTROPE :** Chromatographie liquide HPLC – Immunodosage par compétition

- Cortisolémie : à 8H : 200 – 700 nmol/L
A 16H : < 200 nmol/L
- ACTH PLASMATIQUE : à 8H : 10 – 55 ng/L
- Cortisolurie : 50 – 250 µg/24H

PAR : AMRANI HANCHI MEHDI